



IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 7 – Rev. 0

### Manual de Instruções de Uso – Máscara Silicone Haoxi

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:



#### ✓ Princípio de Funcionamento:

A máscara de silicone é indicada para uso em ventilação não invasiva em pacientes neonatal, infantil e adulto. A finalidade da máscara de silicone é ser utilizada em primeiros socorros, salas de emergências, unidade de terapia intensiva e ambulâncias.

Ela atua como um ressuscitador manual com base no expirar (soprar) do profissional qualificado para o procedimento médico. O mecanismo de ação da máscara é apenas aumentar a concentração de oxigênio na face do paciente, restringindo a entrada de ar atmosférico, porém ao mesmo tempo reduzindo a entrada de dióxido de carbono.

Outro princípio de funcionamento é atuar como um acessório para um ressuscitador cárdio-pulmonar ou um ventilador manual, que produz uma respiração artificial. Já o mecanismo de ação da máscara é o esmo conforme citado acima.

#### ✓ Advertências:

- 1- Após abrir a embalagem é altamente recomendável que seja realizado a esterilização do produto.
- 2- Não utilize o produto na presença de óleo, graxa, hidrocarbonetos e outros materiais orgânicos, durante o uso ou durante a limpeza do mesmo.
- 3- Não utilize para limpeza e/ou desinfecção fenol (> 5%), cetonas, formaldeído, hipoclorito, hidrocarbonetos aromáticos, ácidos inorgânicos e compostos quartenários de amônia.

#### ✓ Precauções:

As seguintes precauções devem ser observadas antes e durante o uso da máscara.

- 1- O produto deve ser manuseado e operado apenas por profissionais qualificado e treinado.
- 2- Leia atentamente a instrução de uso antes de fazer uso do produto pela primeira vez e siga as orientações.
- 3- Mantenha o produto sempre limpo e estado de conservação bom.
- 4- Para assegurar a integridade do produto não exponha o mesmo a temperaturas elevadas de esterilização.
- 5- Não utilize o produto para qualquer outro procedimento médico, que não seja o indicado.
- 6- Em caso de mau funcionamento, dúvidas, esclarecimentos, sugestões, descartes, suporte técnico e orientações sobre a utilização do produto, contate o serviço de assistência técnica.

#### ✓ Limpeza e Esterilização Máscara Silicone

- 1- A rotina a seguir deve ser realizada nos casos de primeira utilização da máscara e quando mudar de paciente.
- 2- Para a limpeza, lave bem a máscara com água e detergente neutro e enxágue para remover todos os resíduos de detergente.
- 3- Para a esterilização de óxido de etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C e principalmente seguir as instruções recomendadas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados. Após a esterilização aguardar de 24 a 48 horas antes de utilizar a máscara, para permitir a aeração e saídas dos resíduos de gás.
- 4- Para esterilização química por imersão pode ser utilizada uma solução de Glutaraldeído 2% (Cidex) por 12 horas.
- 5- Enxague com água destilada e esterilizada, para eliminar as altas concentrações das substâncias químicas utilizadas e deixe secar em ambiente limpo.

#### ✓ Limpeza e Esterilização Máscara Bojo Policarbonato

- 1- A rotina a seguir deve ser realizada nos casos de primeira utilização da máscara e quando mudar de paciente.
- 2- Para a limpeza, lave bem a máscara com água e detergente neutro e enxágue para remover todos os resíduos de detergente.
- 3- Para a esterilização coloque a máscara em autoclave por 10 minutos a temperatura de 110°C.
- 4- Não ultrapasse o tempo mencionado para que não corra o risco da máscara deformar e perder o funcionamento.

#### ✓ Manutenção:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo; O prazo de garantia de 365 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja em perfeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica.

#### 5- Atendimento ao Cliente:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA nº 81281830016 - Responsável técnico: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli

CNPJ: 18.974.315/0001-03

Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares

CNPJ: 05.678.146/0001-04

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040

Telefone: 55 (11) 5642-0587