

DOMAX

IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 16 – Rev. 0

Manual de Instruções de Uso – Sistema Baraka Silicone Haoxi

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:

SISTEMA BARAKA EM SILICONE



SA 4910 INFANTIL 500 ML, BALÃO, MÁSCARA E TRAQUEIA EM SILICONE

SA 4911 INFANTIL 1 L, BALÃO, MÁSCARA E TRAQUEIA EM SILICONE

SA 4912 INFANTIL 2 L, BALÃO, MÁSCARA E TRAQUEIA EM SILICONE

SA 4913 ADULTO 3 L, BALÃO E MÁSCARA EM SILICONE

Identificação do produto

Esta instrução de Uso se refere ao Sistema Baraka Silicone Haoxi e contém todas as informações necessárias para a correta utilização do produto. Produto não estéril bem como não é de uso único. Esterilizar antes do uso.

Princípio de funcionamento:

O princípio de funcionamento do Sistema Baraka é promover a ventilação artificial, administrando gases anestésicos manualmente para o pulmão do paciente, durante o procedimento de anestesia.

Composição:

Adulto: Balão de Silicone, Máscara de Silicone, Conector e Válvula Unidirecional de Policarbonato.

Infantil: Balão de Silicone, Máscara e Traquéia de Silicone, Conector de Policarbonato.

Precauções:

- Não utilize de maneira alguma produtos químicos para limpeza do seu Dispositivo de Anestesia.
- Não tente manusear o Dispositivo de anestesia sem prévio conhecimento ou supervisão adequada.
- Não fume no local onde está sendo utilizado o seu Dispositivo de Anestesia.
- Conserve o seu Dispositivo de Anestesia em local seco, fresco e ventilado; não deixe-o exposto diretamente à luz do sol.
- Não exponha o seu Dispositivo de Anestesia à temperaturas extremas (tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas), sob pena de degradação dos itens de borracha.

- Nunca utilize óleo, graxa, hidrocarboneto ou quaisquer outros materiais orgânicos similares.
 - Quando sai da cirurgia é lavado em água comum. É lavado com sabão ENZIMÁTICO. (Marca RIOZYME).
 - Enxaguar várias vezes com água destilado, secar bem. Após secar deixar 30 minutos imerso no GLUTARALDEÍDO 2%.
 - Obs: Usar o Glutaraldeído puro. Após enxaguar várias vezes com água destilado. Deixar secar bem e aí estará pronto para uso novamente.
 - Ou utilize também a esterilização em Óxido de Etileno.
 - Verifique sempre as condições de seu Dispositivo de Anestesia; eventuais vazamentos, mau funcionamento da válvula de segurança, furos nos componentes de silicone e polivinil. Caso seja constatada qualquer anormalidade nos contate imediatamente.
- Não utilize o Dispositivo de Anestesia sem conhecer todos os procedimentos necessários para o seu manuseio.

- Não tente fazer qualquer reparo no Dispositivo de anestesia. A manutenção deste equipamento só deve ser feita por pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com peças originais.
- Não utilize este equipamento para qualquer outra atividade que não indicada pela Domax.
- A não observância destas condições será considerada mau uso do equipamento.

Instruções de Uso

A perfeita utilização deste equipamento depende do conhecimento dos corretos procedimentos de anestesia. O Dispositivo de Anestesia é utilizado para ventilação espontânea e controlada. Instruções de uso manualmente, e é um sistema de anestesia sem reinalação. Comumente é utilizado com o auxílio de um Rotâmetro ou Fluxômetro e um Vaporizador que irá liberar o halogenado (anestésico), e propiciar o processo de anestesia geral.

Armazenamento e transporte

Deve ser armazenado em embalagem plástica, em local limpo e seco protegido de luz direta do sol e sob temperaturas entre -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 90% (não condensada). Para transporte são admitidas variação de temperatura de -10°C a 30°C, e com umidade relativa inferior a 75%.

Temperatura de trabalho -10°C a 30°C e deve ser manuseado e transportado com cuidado evitando amassar o tubo por sobrecargas, principalmente quando estiver fora da embalagem.

- ✓ **Manutenção:**
Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo;
O prazo de garantia de 90 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja em perfeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica. Tenha sempre em mãos o número do lote do produto.

- ✓ **Atendimento ao Cliente:**
Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA Adulto nº 81281830020 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Registro ANVISA Infantil nº 81281830021 - Responsável técnica: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eireli

CNPJ: 18.974.315/0001-03

Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares

CNPJ: 05.678.146/0001-04

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040

Telefone: 55 (11) 5642-0587