

DOMAX

IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP

Instrução de Uso 17 – Rev. 0

Manual de Instruções de Uso – UMIDIFICADOR C/FR PLÁSTICO 250 ML HAOXI

Embalagem Individual em saco de polietileno acondicionado em caixa de papelão.

- ✓ PRODUTO NÃO ESTÉRIL – REUTILIZÁVEL
- ✓ LÁTEX FREE
- ✓ INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO
- ✓ A ilustração abaixo é a mesma para o modelo descrito:

UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250 ML



UM 5705	OXIGÊNIO
UM 5706	AR COMPRIMIDO
UM 5707	OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA
UM 5708	AR COMPRIMIDO COM EXTENSÃO E MÁSCARA

✓ PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Os Umidificadores têm por função umidificar o oxigênio ou o ar comprimido inalado pelo paciente. Para isso, contam com um difusor, por onde passa o fluxo ajustado pelo fluxômetro, que borbulha na água e permite que pequenas partículas misturem-se ao fluxo de oxigênio ou ar comprimido.

✓ INSTALAÇÃO E USO:

1. Antes de conectar o Umidificador a um fluxômetro, certifique-se:
 - Que o produto está limpo adequadamente.
 - Da ausência total de óleos e graxas.
 - Da desobstrução dos conectores.
 - De ter lido o item "Precauções" acima.
2. Coloque água ou a solução que será utilizada na umidificação entre os níveis mínimo e máximo do Copo do Umidificador. Para retirá-lo, desrosqueie-o do Corpo do Umidificador.
3. Rosqueie novamente o Copo com água ao Corpo do Umidificador, certificando-se de que está firmemente posicionado.
4. Conecte o Umidificador ao fluxômetro através da conexão correspondente e a mangueira com a máscara à conexão de saída.
5. O fluxo de gás deve ser ajustado através do fluxômetro, conforme instruções do seu Manual.
6. Verifique periodicamente o volume de água ou de solução no Copo, não permitindo que fique abaixo do nível mínimo. Para uma nova utilização, limpe adequadamente o produto. Caso seja necessário, esterilize-o conforme informado no item "Precauções".

✓ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade do Copo plástico: 250 ml
Pressão de Trabalho: igual à da rede.
Fluxo (vazão): determinado pelo fluxômetro.

✓ ADVERTÊNCIAS:

- A manutenção desse produto só deve ser feita por pessoal técnico treinado, qualificado e autorizado pela empresa e com peças originais.
- Só utilize o Umidificador Haoxi em perfeitas condições, qualquer anormalidade contate imediatamente o serviço de assistência técnica.
- Não utilize este produto para qualquer outra finalidade que não seja indicada nesse manual e ao contatar o serviço de assistência técnica tenha em mãos o número do lote.

✓ PRECAUÇÕES:

- Certifique-se de que o gás a ser utilizado é o mesmo indicado no Fluxômetro.
- O Umidificador com tampa na cor Verde somente poderá ser utilizado com oxigênio.
- O Umidificador com tampa na cor Amarela somente poderá ser utilizado com ar comprimido.
- Não obstrua o tubo de saída.
- Nunca use óleo / graxa, hidrocarbonetos de qualquer espécie ou deixe materiais orgânicos em contato com oxigênio, sob risco de explosão.
- Os equipamentos que utilizam oxigênio não podem ser lubrificados.
- Mantenha o produto limpo e em bom estado de conservação.
- Para isso, utilize um pano limpo e macio umedecido em solução de água e sabão neutro.
- O excesso de solução pode ser retirado com um pano umedecido apenas em água.
- Não utilize álcool, álcool isopropílico, Veja ou produtos similares para a limpeza do equipamento.
- Estes produtos podem danificar os termoplásticos que o compõe, reduzindo sua vida útil.
- Em caso de utilização que ofereça risco de contaminação, proceda a desinfecção e/ou esterilização química (Glutaraldeído) antes de reutilizar o produto.
- Este produto não suporta temperaturas superiores a 60°C, portanto, não o submeta a autoclave, sob risco de danificá-lo permanentemente.
- Não tente fazer qualquer reparo neste equipamento.
- A não observância das precauções acima será considerada mau uso do equipamento.

✓ MANUTENÇÃO:

Manutenção Preventiva de Rotina que deve ser realizada diariamente ou antes de cada uso, conforme instruções neste manual. Em caso de quebra devem ser descartados e substituídos por um novo;
O prazo de garantia de 365 dias após a data da nota fiscal de compra emitida desde que o produto analisado esteja em perfeitas condições para isso. Declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, queda, mau uso, etc.), uso em desacordo com o manual de instruções, no caso de apresentar sinais de violação, consertado por técnicos não autorizados pela fábrica.

✓ ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Consulte a Domax sobre quaisquer dúvidas sobre funcionamento ou operação do produto, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários;

Registro ANVISA nº 81281830004 - Responsável técnico: Vanessa Curia – CRF SP nº 65535

Fabricado por: Domax Ind. Com. Imp. E Exp. De Equip. Hospitalares Eirelli

CNPJ: 18.974.315/0001-03

Distribuído por: Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares

CNPJ: 05.678.146/0001-04

Rua Clarence, 351 – Vila Cruzeiro – Cep: 04727-040

Telefone: 55 (11) 5642-0587